

Корисна модель належить до медицини, зокрема до захисних засобів, а саме, до способів знезараження масок медичних, і може бути використана в медичній практиці для повторного застосування масок медичних при індивідуальному захисті і підтримці органів дихання від інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом.

Спосіб включає використання знезаражувального розчину, для приготування якого до 6 л спирту медичного 96% додають по 3 г олії ефірної чайного дерева, олії ефірної лимона, олії ефірної орегано, олії ефірної ялівцю, олії ефірної піхти, олії ефірної евкаліпту, олії ефірної лемонграсу, олії ефірної сосни, олії ефірної шавлії, олії ефірної кипариса, олії ефірної туї, що разом становить 33 г або 0,55% складової олій ефірних у спиртовому розчині. Цим антибактеріальним та антивірусним розчином у кількості 1 мл кожного вечора обприскують маску медичну і кладуть її на ніч у поліетиленовий пакет, який закривають, а зранку маску медичну, що повністю обеззаражена, використовують для дієвого захисту органів дихання від проникнення вірусів, мікробів та бактерій.

Отримана маска медична багаторазового використання з антивірусним, антибактеріальним, протимікробним і протигрибковим ефектами.