

Спосіб дозволяє за допомогою простих і недорогих засобів отримувати індивідуальний вакуумний коректор для лікування воронкоподібної деформації грудної клітки конкретного пацієнта. Вакуумний коректор має форму дзвона. Він має верхню частину, що складається з двох кришок, і бічну частину - силіконову діафрагму, верхня ділянка якої затиснута між бічними стінками кришок, а нижній край відповідає контуру межі воронкоподібної деформації. В верхню частину коректора вмонтовано штуцер зі зворотним клапаном.